

**FP (700/70)/RT (JCOG)****4週毎(2サイクルまで)**

| 薬品名 | 投与量 | 手技 | 点滴時間 |
|-----|-----|----|------|
|-----|-----|----|------|

**Day 1**

|                       |                 |      |        |     |
|-----------------------|-----------------|------|--------|-----|
| パロノセトロンバッグ<br>デキサメタゾン | 50 mL<br>9.9 mg | メイン① | d.i.v. | 15分 |
|-----------------------|-----------------|------|--------|-----|

|                   |                                  |      |        |      |
|-------------------|----------------------------------|------|--------|------|
| 乳酸Naリンゲル液<br>5-FU | 1000 mL<br>700 mg/m <sup>2</sup> | メイン② | d.i.v. | 24時間 |
|-------------------|----------------------------------|------|--------|------|

|                   |                 |             |        |     |
|-------------------|-----------------|-------------|--------|-----|
| 生理食塩液<br>硫酸マグネシウム | 100 mL<br>8 mEq | メイン②<br>側管1 | d.i.v. | 30分 |
|-------------------|-----------------|-------------|--------|-----|

|                     |             |             |        |     |
|---------------------|-------------|-------------|--------|-----|
| 生理食塩液<br>フロセミド20 mg | 50 mL<br>1A | メイン②<br>側管2 | d.i.v. | 10分 |
|---------------------|-------------|-------------|--------|-----|

|                 |                                |             |        |      |
|-----------------|--------------------------------|-------------|--------|------|
| 生理食塩液<br>シスプラチン | 400 mL<br>70 mg/m <sup>2</sup> | メイン②<br>側管3 | d.i.v. | 120分 |
|-----------------|--------------------------------|-------------|--------|------|

|           |         |             |        |      |
|-----------|---------|-------------|--------|------|
| 乳酸Naリンゲル液 | 1000 mL | メイン②<br>側管4 | d.i.v. | 240分 |
|-----------|---------|-------------|--------|------|

**Day 2～4**

|                   |                                  |     |        |      |
|-------------------|----------------------------------|-----|--------|------|
| 乳酸Naリンゲル液<br>5-FU | 1000 mL<br>700 mg/m <sup>2</sup> | メイン | d.i.v. | 24時間 |
|-------------------|----------------------------------|-----|--------|------|

|    |         |            |
|----|---------|------------|
| RT | 1回 2 Gy | 目標線量 60 Gy |
|----|---------|------------|

\*有効性が確認された症例(CRまたはgood PR)は、FP(800/80)を2サイクル追加